

Circular Informativa

N.º 250/CD/8.1.7.

Data: 11/12/2012

Assunto: **Adaptador da ficha utilizada nos carregadores para aparelhos auditivos Siemens Audiologische Technik GmbH**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante **Siemens Audiologische Technik GmbH** está a divulgar um aviso de segurança aos utilizadores dos **adaptadores da ficha**, para a fonte de alimentação europeia, utilizados nos **carregadores para aparelhos auditivos (Modelo GT-41076-0605 e Modelo GTM41076-0605)**.

O fabricante recomenda que os dispositivos afetados (ver Anexo) sejam inspecionados por um técnico de acústica, uma vez que os terminais da ficha podem separar-se e permanecer na tomada de alimentação, conduzindo ao risco de choque elétrico.

Caso os terminais da ficha se separem e permaneçam na tomada:

1. Não toque nos terminais que estão presos na tomada de alimentação.
2. Desligue a tomada da rede de alimentação e retire os terminais da ficha.
Não toque em nenhuma parte metálica desprotegida durante a remoção.
Se não tiver a certeza, peça ajuda a um electricista.
3. Leve a fonte de alimentação danificada ao técnico de acústica.



Face ao exposto, o Infarmed recomenda aos utilizadores deste dispositivo médico que ainda não tenham recebido o aviso de segurança que contactem o respetivo distribuidor.

Os utilizadores e entidades que não o consigam fazer, deverão contactar a Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 798 7367; e-mail: dvps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo

Identificação dos dispositivos afetados

