

N.º 056/CD  
Data: 31-03-2011

Assunto: **Cadeiras de Rodas Sopur/Quickie Neon Swing Away**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

O fabricante Sunrise Medical está a implementar uma acção correctiva nas **cadeiras de rodas Sopur/Quickie Neon Swing Away**. Esta medida deveu-se à ocorrência de um pequeno número de casos em que, devido à existência de barras com defeito do quadro superior da cadeira, estas cederam havendo o risco de queda.


O fabricante desenvolveu um *kit* de actualização que deverá ser instalado em todas as cadeiras de rodas com barras afectadas, as quais foram fabricadas entre 20/09/2005 e 02/06/2010, com os números de peça 054000.01, 054001.01, 054000.01M, 054000.01N, 055000, SB054000.01, SB054001.01, SB055000 e alturas do assento de 34 até 44 cm.

O Infarmed recomenda aos utilizadores/proprietários destas cadeiras de rodas que contactem a entidade onde as adquiriram com o intuito de ser instalado o *kit* de actualização.

Informações adicionais podem ser consultadas em:

[http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO\\_DO\\_MERCADO/VIGILANCIA\\_DE\\_DISPOSITIVOS\\_MEDICOS/VigilanciaDM\\_AVISOS](http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO_DO_MERCADO/VIGILANCIA_DE_DISPOSITIVOS_MEDICOS/VigilanciaDM_AVISOS).

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo