

Circular Informativa

N.º 027/CD/8.1.6

Data: 21/02/2013

Assunto: **Bombas de infusão de insulina Dana Diabecare IIS**

Para: Profissionais de saúde

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O Infarmed recebeu notificações de incidentes relativos à utilização das **bombas de insulina Dana Diabecare** do fabricante **Sooil Development, co, Ltd** (Coreia), em crianças com idades inferiores a 6 anos, nomeadamente, hiperglicemias significativas em períodos de administração de insulina basal, tendo que se recorrer à utilização das canetas de insulina.

Apesar da investigação destes incidentes estar em curso, considerando o risco associado, e até conclusão da investigação, o Infarmed recomenda o seguinte, como medidas de precaução:

- As bombas de insulina Dana Diabecare IIS que venham a ser adquiridas não sejam utilizadas em crianças com idades inferiores a 6 anos;
- As crianças que atualmente utilizam a bomba de insulina Dana Diabecare IIS devem ser monitorizadas conforme as instruções do médico assistente.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo