

Circular Informativa

N.º 083/CD/8.1.7

Data: 17/04/2013

Assunto: **Desfibrilhadores automáticos externos Lifepak CR Plus e Lifepak Express**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Alguns desfibrilhadores automáticos externos das marcas Lifepak CR Plus e Lifepak Express apresentaram falha elétrica interna no carregador de baterias Charge-Pak, o qual pode não atingir o período de dois anos de vida útil e provocar o esgotamento precoce da bateria interna dos desfibrilhadores.

Para minimizar esta situação, o fabricante **Physio-Control** implementou uma ação corretiva de informação aos utilizadores.

Em Portugal, não foi notificado ao Infarmed qualquer incidente relacionado com esta situação.

Contudo, atendendo a que não foi possível localizar todos os dispositivos afetados (v. anexo), o Infarmed recomenda aos utilizadores que ainda não tenham recebido o aviso de segurança, o contacto com a empresa Physio Portugal Sales, Unipessoal Lda. (210 415 920/6) que coordena a ação corretiva em Portugal.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo

Anexo

Números de série dos equipamentos afetados

Números de Série	
33467225	34201638
34115885	34201639
34441279	34204216
34441280	34204220
34441281	34441288
34441282	34441289
34441283	34441290
34441284	34441291
34441287	34441292
35725411	34441293
35725417	34441294
35725418	34441295
35725419	34441296
35725424	34441297
35725425	34441298
35725426	34441300
35725433	34441301
35725448	34441302
35725449	34441303
35725450	34441304
35725452	34441308
35725453	36528174
35725454	36528175
35725455	36528176
35725456	36528177
33393154	36528178
33589436	36528179
34066215	36528180
34066222	36528181
34066223	36528182
34066224	36528183
34066230	38661157
34115889	38661158
34201619	38661159
34201620	39022287
34201628	39058441
34201629	39209484
34201631	38799945
34201632	38800070
34201634	38800071
34201635	38800073
34201636	38866292