

## Circular Informativa

---

N.º 215/CD/8.1.6.

Data: 08/10/2012

Assunto: **Medidor de Glicemia com função de voz do fabricante TaiDoc Technology Corporation**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

Foi verificado que os medidores para a determinação da glicemia com função de voz (destinados a pacientes com capacidade visual diminuída) do fabricante **TaiDoc Technology Corporation**, não possuem um sistema de alarme, para avisar os utilizadores quando a quantidade de sangue aplicada na tira teste não é suficiente, o que pode conduzir a resultados incorretos.

Os medidores em causa têm as seguintes marcas:


- Clever Chek TD4232 (Reino Unido)
- Lisubel Chek Talk TD4232 (Espanha)

Como consequência, e após a ocorrência de incidentes no Reino Unido, os distribuidores destes dispositivos, no Reino Unido e em Espanha, estão a recolhê-los como medida de precaução.

Assim, e apesar de não haver registo da comercialização destes dispositivos no mercado nacional, o Infarmed recomenda que:

- Caso estes dispositivos sejam encontrados no nosso mercado, as entidades e/ou utilizadores informem a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt)

O Conselho Diretivo



Halder Moto Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo