

Circular Informativa

N.º 109/CD/550.20.001

Data: 05/09/2017

Assunto: **Transmissor Merlin@home – atualizações de cibersegurança**

Para: Profissionais de saúde

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante **St. Jude Medical** disponibilizou uma atualização do *software* do **transmissor Merlin@home**, utilizado para programação e monitorização de dispositivos cardíacos implantados, que visa complementar as atuais medidas de segurança, bem como aumentar a cibersegurança.

Esta atualização é uma medida adicional que contribui para impedir que o transmissor Merlin@home seja alterado e usado para emitir ou modificar comandos de programação no dispositivo implantado do doente, resultando em esgotamento precoce ou rápido da bateria e/ ou administração de estimulação ou choques inadequados.

Salienta-se que não foi recebida nenhuma notificação relativa a dispositivos médicos alvo de ataque intencional.

O Infarmed recomenda a todos os profissionais de saúde utilizadores destes transmissores que ainda não tenham feito a atualização que contactem o distribuidor – St. Jude Medical Portugal - para receberem o aviso de segurança e procederem à atualização do *software* (versão 8.2.2.).

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo médico devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 111 7559; e-mail: dvps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo