

## Circular Informativa

N.º 170/CD/550.20.001

Data: 12/12/2018


Assunto: **Pinça bipolar do fabricante BOWA-electronic GmbH & Co. falsificada**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi identificada, no mercado belga, uma falsificação do dispositivo médico **pinça bipolar, referência 605-039**, do fabricante **BOWA-electronic GmbH & Co.**

O produto falsificado apresenta cor azul escura e marcas na ponta. O produto BOWA original está disponível numa versão nova, de cor preta, e numa versão antiga, de cor azul clara.




A rotulagem do produto falsificado apresenta diferenças face à dos produtos BOWA originais (versões nova e antiga), conforme abaixo ilustrado.


Produto falsificado



Produto BOWA  
(versão nova - preta)



Produto BOWA  
(versão antiga - azul clara)



Em Portugal é comercializado o dispositivo médico **pinça bipolar, referência 605-039**, do fabricante **BOWA-electronic GmbH & Co.**, não tendo sido identificados produtos falsificados até à presente data.

Atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda a atenção dos utilizadores e operadores económicos para as características diferenciadoras do produto falsificado.

A existência deste dispositivo falsificado em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo