

Circular Informativa

N.º 110/CD/550.20.001

Data: 02/08/2018

Assunto: **Tensiómetros eletrónicos Spengler - alteração do manual do utilizador**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante **Spengler** alterou o manual do utilizador dos medidores de pressão arterial (tensiómetros) eletrónicos **Autotensio** e **Tensonic**:

- Autotensio pulso, referência SPG 340;
- Autotensio braço, referência SPG 440;
- Tensonic braço, referência 527 500;
- Tensonic pulso, referência 527 522.

Nesta alteração, foram incluídas duas restrições de utilização: durante o transporte do doente e eletrocirurgia.

O Infarmed recomenda a todos os utilizadores destes dispositivos que procedam de acordo com informação do fabricante e, caso não tenham recebido esta atualização, contactem com o seu distribuidor.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com estes dispositivos médicos devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 111 7559; e-mail: dvps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo