


# O NovoSeven® estável à temperatura ambiente é reconstituído a 1 mg/ml

## Cálculos de exemplo

**Exemplo de cálculo de dose simplificado**



Doente 40 kg

**Tratamento**  
Dose múltipla 90 µg/kg

Medicamento	Formulação original	NovoSeven® estável à temperatura ambiente
Volume total após reconstituição	3,6 mg <b>6,0</b> ml	3,6 mg <b>3,6</b> ml

## Dosagens de NovoSeven® estável à temperatura ambiente

As dosagens de número inteiro (1 mg, 2 mg e 5 mg) tornam os cálculos de dose fáceis e precisos. Para além disso, as tampas dos frascos são identificadas por cores para que os frascos de solvente e do medicamento correspondente possam ser facilmente associados.

1 mg  2 mg  5 mg 

### Reacção Adversa Medicamentosa

É importante assegurar que os doentes compreendam os diferentes volumes de perfusão da nova formulação, para evitar qualquer risco de dose excessiva ou insuficiente (potencial risco trombótico em caso de sobredosagem).

Qualquer erro na medicação deve ser comunicado à Novo Nordisk através do telefone 214 404 000 ou via [webmaster@novonordisk.pt](mailto:webmaster@novonordisk.pt)

Informação e documentação adicional à disposição dos profissionais de saúde.  
NovoSeven® 1 mg Cod. Nac. 5118120; NovoSeven® 2 mg Cod. Nac. 5121827;  
NovoSeven® 5 mg Cod. Nac. 5121835

Medicamento de Receita Médica Restrita.

Novo Nordisk, Lda.  
Rua Quinta da Quintã, 1-1.º  
Quinta da Fonte  
2744-970 Paço de Arcos  
[www.novonordisk.pt](http://www.novonordisk.pt)  
Contribuinte N.º 501 485 210  
Capital Social: € 250.000  
C.R.C. Cascais: 13.682 – Oeiras



## NovoSeven® estável à temperatura ambiente

## Calculador de Dose

# Calculador de Dose de NovoSeven® estável à temperatura ambiente

		Peso corporal (kg)	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
Hemofilia congénita com inibidores	90 µg/kg pc**	Posologia mg	0,9	1,5	1,8	2,3	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,0	8,0	9,0
		Posologia KUI*	45	75	90	115	135	180	225	270	315	350	400	450
		Número de frascos necessários	Um frasco 1 mg	Um frasco 2 mg	Um frasco 2 mg	Um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Dois frascos 2 mg	Um frasco 5 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 5 mg + dois frascos 2 mg
	270 µg/kg pc** dose única†	Posologia mg	2,7	4,0	5,4	6,8	8,0	11,0	13,5	16,0	19,0	22,0	24,0	27,0
		Posologia KUI*	135	200	270	340	400	550	675	800	950	1100	1200	1350
		Número de frascos necessários	Um frasco 1 mg + um frasco 2 mg	Dois frascos 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Dois frascos 5 mg + um frasco 1 mg	Dois frascos 5 mg + dois frascos 2 mg	Três frascos 5 mg + um frasco 1 mg	Três frascos 5 mg + dois frascos 2 mg	Quatro frascos 5 mg + um frasco 2 mg	Quatro frascos 5 mg + dois frascos 2 mg	Cinco frascos 5 mg + um frasco 2 mg
Deficiência do FVII	15–30 µg/kg pc**	Posologia mg	0,2–0,3	0,2–0,5	0,3–0,6	0,4–0,8	0,5–0,9	0,6–1,2	0,8–1,5	0,9–1,8	1,1–2,1	1,2–2,4	1,4–2,7	1,5–3,0
		Posologia KUI*	7,5–15	11,3–22,5	15–30	18,8–37,5	22,5–45	30–60	38–75	45–90	52,5–105	60–120	67,5–135	75–150
		Número de frascos necessários	Um frasco 1 mg	Um frasco 1 mg	Um frasco 1 mg	Um frasco 1 mg	Um frasco 1 mg	Um frasco 1 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 1 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 1 mg + um frasco 2 mg	Um a dois frascos 2 mg	Um a dois frascos 2 mg	Um a dois frascos 2 mg	Um a dois frascos 2 mg
Trombastenia de Glanzmann	90 µg/kg pc**	Posologia mg	0,9	1,5	1,8	2,3	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,0	8,0	9,0
		Posologia KUI*	45	75	90	115	135	180	225	270	315	350	400	450
		Número de frascos necessários	Um frasco 1 mg	Um frasco 2 mg	Um frasco 2 mg	Um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Dois frascos 2 mg	Um frasco 5 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 5 mg + dois frascos 2 mg
Hemofilia adquirida	90 µg/kg pc**	Posologia mg	0,9	1,5	1,8	2,3	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,0	8,0	9,0
		Posologia KUI*	45	75	90	115	135	180	225	270	315	350	400	450
		Número de frascos necessários	Um frasco 1 mg	Um frasco 2 mg	Um frasco 2 mg	Um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Dois frascos 2 mg	Um frasco 5 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg	Um frasco 5 mg + um frasco 2 mg + um frasco 1 mg	Um frasco 5 mg + dois frascos 2 mg

\* unidades internacionais quilo \*\* peso corporal † Apenas no tratamento de hemorragias articulares, musculares e mucocutâneas ligeiras a moderadas na hemofilia congénita.

NovoSeven® estável à temperatura ambiente é fornecido em frascos para injectáveis de 1mg, 2 mg e 5 mg. Substituem os frascos para injectáveis de 1,2 mg, 2,4 mg e 4,8 mg da formulação original. O solvente para NovoSeven®, fornecido com o medicamento, deve ser sempre utilizado na reconstituição.