

Jornada “*LABORATÓRIOS DE CONFINAMENTO AMBIENTAL NÍVEL 3*”
INFARMED - DCQ, 14 de Dezembro de 2005

Lugar: INFARMED DCQ, Parque de Saúde de Lisboa - Avenida do Brasil, 53,
1749-004 Lisboa - Portugal

Programa

9h30 - 10h00

Introdução e Requisitos e Contenção Nível 3 (Margarida Menezes Ferreira, Infarmed)

- Apresentação da Jornada
- Regulamentação Internacional
- Requisitos dos Laboratórios de Segurança Biológica

10h00 - 11h00

Concepção de Laboratórios BSL2-3-4 (Thierry Morand, Clima +, França)

- Normas
- Configuração dos laboratórios (*Layout*)
- Necessidades das instalações
- Pontos a considerar na Concepção (Emergência, Manutenção, Segurança)

Intervalo: 11h00 - 11h30

11h30 - 12h15

Tratamento de Ar e elementos construtivos de Laboratórios de Segurança Biológica (Didier Le Coz, Luwa Española)

- Elementos construtivos para Laboratórios de Segurança Biológica (Paredes, Portas, pavimento, acessórios...)
- A instalação de tratamento e filtração de ar

12h15 - 12h45

- Debate

Almoço

14h30 a 15h15 (Patrick Fin, Getinge França)

Descontaminação de efluentes sólidos e líquidos (Autoclave e *Biowaste*)

- Autoclaves para Laboratórios de Segurança Biológica
- Equipamento de tratamento de efluentes líquidos

15h15 - 16h00

Descontaminação ambiental por Vapor de Peróxido de Hidrogénio (Phil Bonfield, Steris UK)

- Utilização do H₂O₂ na descontaminação ambiental (princípios, instalações)

16h00 a 16h30

- Conclusões

Inscrições e Informações:

D. Angela Madeira
Tel: 217985314
Fax: 217987369
Email: angela.madeira@infarmed.pt

Local:

INFARMED Parque de Saúde de Lisboa
Av do Brasil, 53
1749-004 Lisboa